

Programat CS6

Stück



Artikelnr.: 212164

Hersteller: Ivoclar

Gewicht: 0.5 kg

Preis auf Anfrage

Stück Kombiofen

Der *Programat CS6* ist ein Kombiofen zum schnellen Sintern, Kristallisieren und Glasieren. Der moderne und kompakte Ofen wurde speziell für die Praxis von CAD/CAM Zahnärzten entwickelt und optimiert. Durch die innovative Technologie der Brennkammer können Restaurationen aus Blöcken bis zu Größe B55 in kürzester Zeit verarbeitet werden.