



Venus® Supra

Kit



Artikelnr.: 212190
Hersteller: Kulzer
Gewicht: 0.055 kg
Höhe: 41 mm
Breite: 56 mm
Länge: 85 mm

€ 65,78

Zzgl. MwSt.

Kit 10 Vor- und Hochglanzpolierer (2 Kelche, 2 Scheiben, 2 Flammen, 2 große Kelche, 2 große Flammen)

Die mit mikrofeinem Diamantpulver hochgefüllten Silikonpolierer stellen einen lang anhaltenden, natürlichen Hochglanz sicher. Venus® Supra ist ein hochleistungsfähiges Poliersystem, das mit Vor- und Hochglanzpolierern in fünf unterschiedlichen Formen eine universelle Lösung für alle Komposit- und Restaurationsarten bietet. Mit dem autoklavierbaren und damit wiederverwendbaren Venus® Supra Poliersystem werden die Polierergebnisse signifikant in nur zwei Arbeitsschritten verbessert.