



Tauchkorb aus Kunststoff

Stück aus Kunststoff



Artikelnr.: 212254
Hersteller: smartdent
Gewicht: 0.025 kg
Höhe: 185 mm
Breite: 85 mm
Länge: 82 mm

€ 14,30

Zzgl. MwSt.

Stück Tauchkorb aus Kunststoff

Tauchkorb aus Kunststoff

- Können einzeln oder mehrfach in das Ultraschallbad gehängt oder in einen Reinigungskorb gestellt oder einzeln in ein Becherglas getaucht werden
- Außenmaße B/H (mm): 90/180, Innendurchmesser 40 mm