



VITA Temperaturkalibriererset

Set 10 Temperaturprüfringe



Artikelnr.: 212350
Hersteller: VITA
Gewicht: 0.042 kg
Höhe: 25 mm
Breite: 25 mm
Länge: 85 mm

€ 59,47

Zzgl. MwSt.

Set 10 Temperaturprüfringe

Temperaturkalibriererset für den VITA Sinterofen VITA ZYRCOMAT 6100 MS und das Vorgängermodell VITA ZYRCOMAT 6000 MS zur Kontrolle der Sintertemperatur für gleichbleibende Ergebnisse und Gewährleistung eines nachhaltigen und gesicherten Qualitätsstandards. Temperaturprüfringe auch als Einzelartikel im Nachkaufset.