



GC Initial™ LiSi Block für CEREC

Packung 5 Stück Größe 14, A1 HT



Artikelnr.: 212733

Hersteller: GC

Gewicht: 0.091 kg

Höhe: 43 mm

Breite: 40 mm

Länge: 110 mm

€ 82,97

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Blöcke Größe 14, A1 HT

GC freut sich darauf den ersten vollständig kristallisierten Lithium-Disilikat-Block Initial LiSi Block vorzustellen. Dieses Material bietet optimale physikalische Eigenschaften und das ohne Brennvorgang! Dieser einzigartige Block verfügt über die patentrechtlich geschützte HDM- Technologie (High Density Micronisation) für die CAD/CAM-Zahnmedizin, die ein einfaches Fräsen, glatte Ränder, hohe Verschleißfestigkeit und ein ästhetisches Ergebnis ermöglicht. Dies macht den Initial LiSi Block zu einer idealen, zeitsparenden Lösung für Chairside-Behandlungen in einem einzigen Termin.