



## Zerosil® soft mit Farbindikator

Packung 380 ml Großkartusche, Farbindikator



Artikelnr.: 213395  
Hersteller: Dreve Dentamid  
Gewicht: 0.781 kg  
Höhe: 180 mm  
Breite: 75 mm  
Länge: 145 mm

**€ 36,19**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 380 ml Großkartusche Silikon, Farbindikator

DIE Alternative zu Alginaten. Jetzt neu mit chemischem Farbindikator, der visuell den Abbindeprozess anhand des Farbverlaufs 1:1 widerspiegelt. So wird die finale Farbe erst erreicht, wenn die Aushärtephase wirklich beendet ist. Zusätzlich wurden Verarbeitungszeit und Mundverweildauer um 25 % verkürzt.

- Schrumpffrei
- Zeigt visuell den Abbindeprozess an
- Unbegrenzt lagerfähige Abformungen
- Kompatibel mit allen Gipsen
- Keine Verwendung von Latexhandschuhen, Handcremes, Reinigungsmitteln usw. während der Verarbeitung, da die chemische Reaktion der beiden Komponenten inhibiert wird, wodurch das Material nicht mehr vollständig aushärtet. Wir empfehlen daher das Tragen von handelsüblichen Polyethylenhandschuhen.
- Vor der Abformung verwendete Lösungen (z. B. Retraktionslösungen) können die Abbindereaktion beeinflussen und müssen daher vollständig entfernt werden.
- Keine Reste des Abformmaterials im Mund belassen.