



myJunior

Packung 100 Quickmat Teilmatrizen 0,04 mm/3,75 mm



Artikelnr.: 213481
Hersteller: American Dental
Gewicht: 0.009 kg
Höhe: 12 mm
Breite: 31 mm
Länge: 74 mm

€ 136,38

Zzgl. MwSt.

Packung 100 Quickmat Teilmatrizen 0,04 mm/3,75 mm

myJunior kit ist das erste Teilmatrizen-System für die Kinderzahnheilkunde, das speziell für kleinere Milch und junge bleibende Zähne entwickelt wurde. Das Kit bietet kinderfreundliche Lösungen, die wertvolle Behandlungszeit sparen, Kinder weniger belasten und ihnen eine schnelle Rückkehr zu ihren Lieblingsaktivitäten ermöglichen. Im Kit sind zwei Junior Teilmatrizenringe enthalten, myClip Junior und myRing Junior. Diese minimalinvasiven, sicher zu handhabenden, bunten Kinderringe verbinden Stabilität mit der richtigen Trennkraft, mit der Zahnärzte ideale Kontaktflächen wiederherstellen können. Darüber hinaus sorgen der zusätzliche Halt durch die flexiblen Enden von myTines Junior und abgerundete Silikonröhrchen für eine bessere Adaptation der Teilmatrizen und verhindern so lästige Komposit-Überläufe und -Überhänge.