



Renfert-Scanspray

Spraydose 200 ml extra fine



Artikelnr.: 213610

Hersteller: Renfert

Gewicht: 0.174 kg

Höhe: 183 mm

Breite: 63 mm

Länge: 66 mm

€ 50,97

Zzgl. MwSt.

Spraydose 200 ml extra fine

Die ökonomische Laborlösung.

Verbesserung der Scanergebnisse von Stümpfen, Modellen, Abdrücken, Implantaten.

Höchste Präzision durch sehr dünnen Schichtauftrag und homogene Korngröße

- Kantentreue Darstellung
- Unverfälschte Oberflächen
- Optimale Polygonanzahl im 3D Modell
- Sparsam im Verbrauch durch hohe Deckkraft

- Soforthaftende Farbschicht
- Leicht zu entfernen per Dampfstrahler oder Ausblasdüse