



## IPS e.max® ZirCAD Prime Esthetic

Stück Ø 98,5 mm H 14 mm, A3,5



Artikelnr.: 213639

Hersteller: Ivoclar

Gewicht: 0.567 kg

Höhe: 56 mm

Breite: 148 mm

Länge: 153 mm

**€ 156,59**

Zzgl. MwSt.

**Stück** Disk Ø 98,5 mm H 14 mm, A3,5

IPS e.max® ZirCAD Prime steht für höchste Qualität und High-end Ästhetik bei Zirkonoxidrestaurationen. Optimierte Arbeitsabläufe steigern gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit und Effizienz in Ihrem Labor. IPS e.max® ZirCAD Prime und IPS e.max® ZirCAD Prime Esthetic ergänzen sich in ihrer Materialzusammensetzung und den Einsatzgebieten ideal. IPS e.max® ZirCAD Prime Esthetic ist der Spezialist für natürlich aussehende und effizient hergestellte Kronen. IPS e.max® ZirCAD Prime Esthetic ist der Spezialist für natürlich aussehende und effizient hergestellte Kronen.

- Beeindruckende Ästhetik und hohe Stabilität
- Hochwertige Restaurationen mit integriertem Farb- und Transluzenzverlauf
- Präzise Farbgebung für sicheres Erreichen der gewünschten A-D-Farbe
- Alle Anwendungsbereiche
- Für alle Verarbeitungstechniken: Glasur-, Mal-, Cut-Back-, Verblend- oder Infiltrationstechnik
- 10 Jahre IPS e.max® Garantie