



## IPS e.max ZirCAD Prime Esthetic D4 98.5-20 St

Stück Ø 98,5 mm H 16 mm, A2



Artikelnr.: 213657  
Hersteller: Ivoclar  
Gewicht: 0.567 kg  
Höhe: 56 mm  
Breite: 148 mm  
Länge: 153 mm

**€ 15,00**

Zzgl. MwSt.

**Stück** Disk Ø 98,5 mm H 16 mm, A2

*IPS e.max® ZirCAD Prime* steht für höchste Qualität und High-end Ästhetik bei Zirkonoxidrestaurationen. Optimierte Arbeitsabläufe steigern gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit und Effizienz in Ihrem Labor. *IPS e.max® ZirCAD Prime* und *IPS e.max® ZirCAD Prime Esthetic* ergänzen sich in ihrer Materialzusammensetzung und den Einsatzgebieten ideal. *IPS e.max® ZirCAD Prime Esthetic* ist der Spezialist für natürlich aussehende und effizient hergestellte Kronen. *IPS e.max® ZirCAD Prime Esthetic* ist der Spezialist für natürlich aussehende und effizient hergestellte Kronen.

- Beeindruckende Ästhetik und hohe Stabilität
- Hochwertige Restaurationen mit integriertem Farb- und Transluzenzverlauf
- Präzise Farbgebung für sicheres Erreichen der gewünschten A-D-Farbe
- Alle Anwendungsbereiche
- Für alle Verarbeitungstechniken: Glasur-, Mal-, Cut-Back-, Verblend- oder Infiltrationstechnik
- 10 Jahre IPS e.max® Garantie