



## Helix Classical Reamer

Packung 3 Stück 33 mm, lang, Ø 1,35 mm, Größe 3 XS



Artikelnr.: 213842  
Hersteller: Medicom  
Gewicht: 0.009 kg  
Höhe: 20 mm  
Breite: 75 mm  
Länge: 115 mm

**€ 95,49**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 3 Reamer 33 mm, lang, Ø 1,35 mm, Größe 3 XS

Dentatus Helix Reamer schaffen mit ihren scharfen Schneiden einen perfekten Kanal für alle Dentatus Wurzelstifte. Helix Reamer sind in allen Größen mit klassischem oder konischem Design verfügbar, sie können anstelle oder alternativ zu den Standard Reamern genutzt werden. Hergestellt aus hochwertigem Qualitätsstahl arbeiten die haltbaren Vorbohrer präzise mit hoher Schneideffizienz und zuverlässigem Abtransport gelöster Dentinspäne.

Die Größen werden anhand der Rillen im Bohrerschaft identifiziert und korrespondieren mit den Stiftgrößen der Dentatus Metallstifte.

*Helix Classic Reamer* passen zu: Dentatus Classic Surtex Posts, Twin Luscent Anchors und Luminex Stiften.