



## Diamanten 848

Packung 5 Stück rot fein, FG, Figur 173 Konus Kante scharf, 10 mm, ISO 016



Artikelnr.: 21392  
Hersteller: Hager & Meisinger  
Gewicht: 0.005 kg  
Höhe: 8 mm  
Breite: 70 mm  
Länge: 70 mm

**€ 31,61**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 5 Diamanten rot fein, FG, Figur 173 Konus Kante scharf, Kopflänge: 10 mm, ISO 016

MEISINGER Diamantinstrumente bestehen im Kern aus einem Schaft und einem gehärteten, rostfreien Profilkörper, der mittels modernster Galvanotechnologie nur mit ausgewählten natürlichen Diamantkörnern belegt wird. Dies garantiert eine äußerst homogene, sichere und nachhaltige Diamantierung der Instrumente und damit optimale Arbeitsergebnisse. Diese werden außerdem durch die Auswahlmöglichkeit des Anwenders aus bis zu sieben verschiedenen Korngrößen garantiert.

- schwarzer Ring - supergrob - H = 544, grobes Vorschleifen - 151-213 µm
- grüner Ring - grob - G = 534, Vorschleifen - 107-181 µm
- blauer Ring - mittel 524 universelles Schleifen - 64-126 µm
- roter Ring - fein - F = 514 - Glätten - 27-76 µm
- gelber Ring - extra fein - C = 504, Vorfinieren - 10-36 µm
- weißer Ring - ultra fein - U = 494, Endfinieren und Glätten - 4-14 µm
- Kronenpräparation
- Figur 553- modifizierte Stärke
- Drehzahl ISO 005-014 - 300.000 U/min., ISO 016 - 280.000 U/min., ISO 018 - 250.000 U/min., ISO 023 - 190.000 U/min., ISO 025 - 180.000 U/min.