



## Model Resin V3

Kartusche 1 | beige



Artikelnr.: 213942  
Hersteller: Formlabs Inc.  
Gewicht: 1.56 kg  
Höhe: 241 mm  
Breite: 203 mm  
Länge: 76 mm

**€ 140,00**

*Zzgl. MwSt.*

### Kartusche 1 | Kunststoff beige

Model Resin ist ein schnell druckbares Material zur Herstellung von hochpräzisen Zahnersatzmodellen. Model Resin wurde entwickelt, um die Anforderungen an Präzision, Zuverlässigkeit und Durchsatz in der restaurativen Zahnheilkunde zu erfüllen. Drucken Sie präzise Modelle und Stümpfe mit Kontakten und genauen Rändern und liefern Sie so hochwertige Ergebnisse in kürzester Zeit.

Diese Version von Model Resin ist eine neue Formulierung einer älteren Version. Mit dem neuen Model Resin können Sie noch präzisere Modelle in der Hälfte der Zeit drucken. Ein optionaler Passformtest (Fit Tuning Test) beim Form 3 und Form 3B ermöglicht es Ihnen, die genaue Passform je nach Anwendungsfall einzustellen.

- Unterstützt die Druckauflösungen: 100 und 50 Mikrometer
- Nachhärten erforderlich
- Form 3 Resin Tank V2.1 oder höher für den Form 3B bzw. Form 2 Resin Tank LT für den Form 2 erforderlich