



## Steri-Wash-Trays

Stück 190 x 90 x 34 mm weiße Silikone, für 6 Instrumente

---



Artikelnr.: 214172  
Hersteller: Carl Martin  
Gewicht: 0.26 kg  
Höhe: 43 mm  
Breite: 98 mm  
Länge: 200 mm

**€ 77,34**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Stück** Tray 190 x 90 x 34 mm weiße Silikone, für 6 Instrumente

Geformt aus hochwertigen und materialstarken EDELSTAHL - Platten

- Verwindungssteif
- Elektropoliert
- Abgerundete, entgratete Kanten
- Einfache und schnelle Bedientechnik
- Spülschattenfreie Aufbereitung
- Diagonal angeordnetes Rautendesign, welches die Aufnahme der Silikone horizontaler und vertikaler Anordnung ermöglicht
- Silikonstege sind in 7 Farben lieferbar - weiß, blau, gelb, grün, hellblau, orange, pink