



smartsonic med 60 Kunststoffdeckel

Stück



Artikelnr.: 214223
Hersteller: smartdent
Gewicht: 0.015 kg
Höhe: 15 mm
Breite: 197 mm
Länge: 385 mm

€ 23,90

Zzgl. MwSt.

Stück Deckel

Kunststoffdeckel für das smartsonic med 60

- Reduzieren den Lärm der Ultraschallreinigung
- Sparen durch das Auffangen und Zurückführen verdampfenden Wassers des Ultraschallbades

Energie und Kosten

- Dienen umgedreht als Abtropftablett für Korb und gereinigte Teile
- Außenmaße B/T/H (mm): 305/190/20