



mikrozid® sensitive liquid

Kanister 5 Liter



Artikelnr.: 214243

Hersteller: schülke

Gewicht: 5.3 kg

Höhe: 251 mm

Breite: 149 mm

Länge: 197 mm

€ 41,97

Zzgl. MwSt.

Kanister 5 Liter

Gebrauchsfertige, alkoholfreie Schnelldesinfektion für Medizinprodukte und andere Flächen.

- Schnelle Wirksamkeit (bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid gemäß RKI-Empfehlung)
- Geeignet für alkoholempfindliche Flächen
- Sehr gute Materialverträglichkeit
- VAH-gelistet