



OP-Kittel Standard

Packung 50 Stück hellblau, unsteril, 110 cm



Artikelnr.: 214286
Hersteller: Euronda
Gewicht: 3.42 kg
Höhe: 260 mm
Breite: 295 mm
Länge: 400 mm

€ 72,25

Zzgl. MwSt.

Packung 50 Kittel hellblau, unsteril, 110 cm

OP-Kittel aus sehr leichtem Vliesstoff in Standard-Qualität. Kittellänge ca. 110 cm. Unisize für Damen und Herren. Erhältlich in steriler oder unsteriler Ausführung. Kittel in steriler Ausführung sind jeweils einzeln verpackt. Wir empfehlen OP-Kittel Standard für kurze einfache Eingriffe unter geringer Flüssigkeitsbelastung, als Patientenkittel oder Schutzkittel für Teststationen. Qualität Vlies: 30 g/m²