



pola for aligners

Set 4 x 3 g Spritze 10 %



Artikelnr.: 214643
Hersteller: SDI
Gewicht: 0.117 kg
Höhe: 43 mm
Breite: 136 mm
Länge: 176 mm

€ 56,24

Zzgl. MwSt.

Set 4 x 3 g Spritze 10 %

Korrigieren Und Aufhellen Gleichzeitig. Wir präsentieren das Pola Aufhellungsgel für Aligner, perfekt formuliert für den Gebrauch mit kieferorthopädischen Alignern. *pola for aligners* ist einfach zu Hause anwendbar und bietet eine positive Patientenerfahrung durch ein helleres, weißeres Lächeln ohne zusätzliche Tragedauer. *pola for aligners* bietet alle Vorteile der preisgekrönten Aufhellungsformel von Pola.

- Höchster Patientenkomfort bei einem Zahnaufheller
- Kaliumnitrat und Fluorid zur Reduzierung von Empfindlichkeit und lange Anwendbarkeit
- Dank hoher Viskosität lässt sich das Gel einfach und sicher in den Aligner einbringen und bleibt an Ort und Stelle

Erhältlich im praktischen 4-Spritzen-Kit – für zu Hause, zum Tragen bei Tag oder Nacht.

- Das Pola For Aligners System ist erhältlich mit Pola Night 10% Carbamidperoxid-Gel, das als idealer Aufheller für jedes Aligner-System sorgfältig ausgewählt wurde. Es erlaubt den Patienten eine individuelle Anwendung, ob nur einige Stunden pro Tag zwischen den Mahlzeiten oder komfortabel über Nacht
- Basierend auf klinischer Forschung ist 10% Carbamidperoxid der Goldstandard in der Zahnaufhellung, der optimale Resultate mit Patientensicherheit und -komfort auf höchstem Niveau verbindet