



## smart Löffelmaterial

Packung 50 Stück rosa, für OK



Artikelnr.: 214667  
Hersteller: smartdent  
Gewicht: 1.534 kg  
Höhe: 73 mm  
Breite: 129 mm  
Länge: 195 mm

**€ 39,95**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 50 Platten rosa, für OK

*smart Löffelmaterial* ist ein lichthärtendes Löffelmaterial in Form von vorgefertigten Basisplatten, zur Herstellung von verwindungssteifen individuellen Abformlöffeln, Bisschablonen, als Basis für Prothesenaufstellungen, Schlüssel zur Stutzstiftregistrierung sowie für Kontrollbisse für Gerüstanproben. smart Löffelmaterial kann in allen UV- und Halogen-Lichtgeräten ausgehärtet werden (UV-Licht: 200nm – 400nm oder Halogen-Licht: 450 – 520nm, 3 – 5 Minuten von beiden Seiten)

Die Basisplatten werden in einer wieder verwendbaren Lichtschutzdose geliefert, die als Container zum Transport oder zur Lagerung von Modellen, etc. einsetzbar ist. Biegefestigkeit mind. 130 N/mm<sup>2</sup>. Dicke 2,1 – 2,4 mm. Nicht röntgensichtbar. Die Bissfestigkeit (Druckfestigkeit) liegt über 500 MPA.