



TOPDENT Inlay Pin Pro

Packung 5 Stück



Artikelnr.: 215148
Hersteller: Kentzler-Kaschner
Gewicht: 0.008 kg
Höhe: 5 mm
Breite: 62 mm
Länge: 85 mm

€ 53,38

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Pins

Der „Inlay Pin Pro“ besteht aus vier fächerförmig aufgespreizten, hitzebeständigen Drähten. Die dünnen Drahtarme sind am Sockelpin angelasert und können durch einfaches Biegen auf jede Gegebenheit eingestellt werden. Die Pins wurden speziell zur Aufnahme von Vollkeramik-Inlays entwickelt, können aber genauso für Table Tops und Metallkronen verwendet werden