



## TOPDENT Lux Polierpaste

Stück ca. 500 g



Artikelnr.: 215297  
Hersteller: Kentzler-Kaschner  
Gewicht: 0.503 kg  
Höhe: 56 mm  
Breite: 63 mm  
Länge: 130 mm

**€ 36,50**

*Zzgl. MwSt.*

**Stück** Polierpaste ca. 500 g

Zur Hochglanzpolitur von Kunststoffen. Für finierte Oberflächen von Vinyl (Luxene)-, MMA- und MMA-freien Kunststoffen. Hochglanz ohne Strukturveränderung bei minimalem Polierdruck. Schmiert nicht. Sparsam im Gebrauch. enthält feinstes Polierpulver.