



## SABANA SILK

Packung 24 Stück schwarz, 45 cm, HS-18, 1/2 Kreis, schneidend, 18 mm, USP 3/0



Artikelnr.: 215429  
Hersteller: SABANA MEDIZINBEDARF  
Gewicht: 0.135 kg  
Höhe: 64 mm  
Breite: 118 mm  
Länge: 144 mm

**€ 49,68**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 24 Folien schwarz, Fadenlänge: 45 cm, HS-18, 1/2 Kreis, schneidend, Bogenlänge: 18 mm, USP 3/0

**SABANA SILK** (früher SABAsilk) ist ein geflochtenes, nicht-resorbierbares steriles chirurgisches Nahtmaterial, das aus dem organischen Protein Fibroin besteht. Dieses Nahtmaterial ist zur Verbesserung der Handhabungseigenschaften sowie zur Verminderung der Kapillarität mit Silikon beschichtet.

- Seiden-Fibroin
- Geflochten, beschichtet
- Nicht resorbierbar