



SABANA SILK

Packung 24 Stück schwarz, 75 cm, HS-18, 1/2 Kreis, schneidend, 18 mm, USP 3/0



Artikelnr.: 215431

Hersteller: SABANA MEDIZINBEDARF

Gewicht: 0.135 kg

Höhe: 64 mm

Breite: 118 mm

Länge: 144 mm

€ 49,68

Zzgl. MwSt.

Packung 24 Folien schwarz, Fadenlänge: 75 cm, HS-18, 1/2 Kreis, schneidend, Bogenlänge: 18 mm, USP 3/0

SABANA SILK (früher SABAsilk) ist ein geflochtenes, nicht-resorbierbares steriles chirurgisches Nahtmaterial, das aus dem organischen Protein Fibroin besteht. Dieses Nahtmaterial ist zur Verbesserung der Handhabungseigenschaften sowie zur Verminderung der Kapillarität mit Silikon beschichtet.

- Seiden-Fibroin
- Geflochten, beschichtet
- Nicht resorbierbar