



## SABA**so**rb®

Packung 24 Stück violett, 75 cm, HR-18, 1/2 Kreis, Rundkörper, 18 mm, USP 4/0



Artikelnr.: 215446  
Hersteller: SABANA MEDIZINBEDARF  
Gewicht: 0.125 kg  
Höhe: 63 mm  
Breite: 119 mm  
Länge: 146 mm

**€ 89,90**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 24 Folien violett, Fadenlänge: 75 cm, HR-18, 1/2 Kreis, Rundkörper, Bogenlänge: 18 mm, USP 4/0

SABA**so**rb® ist ein synthetisches, geflochtenes, resorbierbares, steriles, chirurgisches Nahtmaterial aus Polyglykolsäure (PGA). Das geflochtene Nahtmaterial ist einheitlich mit Polycaprolacton und Calciumstearat beschichtet. Seine Resorption ist zwischen 60 und 90 Tagen im Wesentlichen abgeschlossen.

- Polyglykolsäure
- Geflochten, beschichtet
- Resorbierbar - nach ca. 60 - 90 Tagen