




SABApol®

Packung 24 Stück blau, 45 cm, DS-16, 3/8 Kreis, schneidend, 16 mm, USP 5/0



Artikelnr.: 215467
Hersteller: SABANA MEDIZINBEDARF
Gewicht: 0.135 kg
Höhe: 64 mm
Breite: 115 mm
Länge: 142 mm

€ 59,28

Zzgl. MwSt.

Packung 24 Folien blau, Fadenlänge: 45 cm, DS-16, 3/8 Kreis, schneidend, Bogenlänge: 16 mm, USP 5/0

SABApol® ist ein monofiles, synthetisches, nicht-resorbierbares steriles chirurgisches Nahtmaterial, bestehend aus einem isotaktischen, kristallinen Stereoisomer des Polypropylens.

- Polypropylen
- Monofil
- Nicht resorbierbar