



SABANA NYLON

Packung 24 Stück schwarz, 45 cm, DS-16, 3/8 Kreis, schneidend, 16 mm, USP 5/0



Artikelnr.: 215505
Hersteller: SABANA MEDIZINBEDARF
Gewicht: 0.131 kg
Höhe: 64 mm
Breite: 117 mm
Länge: 145 mm

€ 50,67

Zzgl. MwSt.

Packung 24 Folien schwarz, Fadenlänge: 45 cm, DS-16, 3/8 Kreis, schneidend, Bogenlänge: 16 mm, USP 5/0

SABANA NYLON (früher SABAFil) ist ein synthetisches, monofiles, nicht-resorbierbares steriles chirurgisches Nahtmaterial, bestehend aus Polyamid 6 (Polymerisation von Caprolactam) oder Polyamid 6.6. (Polykondensation von Hexamethyldiamin und Adipinsäure).

- Nylon
- Monofil
- Nicht resorbierbar