



The Wand Plus



Artikelnr.: 215710
Hersteller: Hager & Werken
Gewicht: 0.898 kg
Höhe: 155 mm
Breite: 187 mm
Länge: 273 mm

€ 153,33

Zzgl. MwSt.

Packung 50 Handstücke Plus, 50 Kanülen braun, 30G 1"

The Wand Plus Computerassistierte Lokalanästhesie

- Präzise Betäubung einzelner Zähne oder Quadranten
- Schnell wirkende und punktuelle Anästhesie
- Angst- und schmerzarme Anästhesie (auch schmerzfreie, palatinale Injektion)
- Akustische und visuelle Navigation
- DPS-System kontrolliert Druck und Perfusion
- Keine bekannten Anästhesieversager
- Mikronadelsystem für optimierte Taktilität
- Auto-Aspiration
- Kompatibel mit allen gängigen Anästhesie-Karpulen und Anästhesietechniken

Vorteile für Patient und Behandler:

- Schmerzfremde Kinderzahnheilkunde
- Ideal bei Angstpatienten (Spritzenphobie)
- Wirkt schnell – keine langen Wartezeiten
- Keine Nachbeschwerden (Aufbissverletzungen, Nekrosen)
- Unverfälschte Lachlinie bei ästhetischen Restaurationen
- Keine Taubheit an Lippe, Zunge oder Wange
- Erhöhter Patientenkomfort (Wohlfühlfaktor)
- 15 % weniger Patientenabsagen*
- Motivierte und zufriedene Patienten (Weiterempfehlung der Praxis)