



EliReel

Rolle 200 m, 25 cm



Artikelnr.: 215811
Hersteller: W&H
Gewicht: 5.286 kg
Höhe: 250 mm
Breite: 196 mm
Länge: 196 mm

€ 93,59

Zzgl. MwSt.

Rolle 200 m, 25 cm

Mit den *EliReel* Rollen sowie den bereits erhältlichen Seal Geräten vervollständigen wir unser Produktportfolio im Bereich Sterilisationsverpackung. Die *EliReel* Rollen sind in verschiedenen Größen erhältlich.

- Hohe Widerstandsfähigkeit: *EliReel* Rollen sind von W&H geprüft und validiert. Sie zeichnen sich durch höchste Widerstandsfähigkeit im Sterilisationsprozess aus. Da weniger beschädigte Beutel anfallen, haben dentale Fachassistenten mehr Zeit für ihre eigentlichen Aufgaben
- Hervorragende Trocknungseigenschaften: Nur vollständig trockene Beutel können dauerhaft gelagert werden. *EliReel* bietet dank sicherer Sterilgutverpackung Sicherheit für Praxen und Patienten
- Einfache Bedienung, einfaches Design: Bei *EliReel* gibt es nur eine externe Dampfanzeige, sodass die Gefahr von Fehlern oder einer Verwechslung mit Anzeigen zu anderen Sterilisationsmethoden ausgeschlossen ist