



Filtek™ Z250

Spritze 4 g A3,5



Artikelnr.: 21606
Hersteller: Solventum Dental Solutions
Gewicht: 0.044 kg
Höhe: 21 mm
Breite: 138 mm
Länge: 192 mm

€ 15,00

Zzgl. MwSt.

Spritze 4 g A3,5

3M™ Filtek™ Z250 Universal Komposit ist das millionenfach bewährte Universal Komposit mit zuverlässiger Hybridtechnologie von 3M. Seine reduzierte Klebrigkeit am Instrument sorgt für ein optimales Handling, ein weiterer Pluspunkt sind die hohe Glanzbeständigkeit und der geringe Verschleiß. Das Filtek Z250 Universal Komposit ist in 11 Universal-Farben und einer Opak-Farbe erhältlich.

- Langjährige klinische Erfahrung
- Einfach modellierbar und praktisch nicht klebend

- Front- und Seitenzahnrestorationen der Klassen I–V
- Indirekte Restaurationen
- Inlays, Onlays und Veneers
- Sandwichtechnik
- Stumpfaufbau
- Höckeraufbau
- Schienung