



HATHO Polistar Pro Polierpaste

Packung 150 g rosa



Artikelnr.: 216141
Hersteller: HATHO GmbH
Gewicht: 0.159 kg
Höhe: 95 mm
Breite: 36 mm
Länge: 46 mm

€ 32,62

Zzgl. MwSt.

Packung 150 g rosa

Das Beste für´s Finish:

Professionelle Polierpaste zum Hochglanzpolieren von Prothesenkunststoffen (PMMA), Thermoplasten (Nylon), 3D- Acrylaten (rapid prototyping) und lichthärtenden Kunststoffen.

HATHO Polistar Pro Rosa Polierpaste.

Handgefertigte Hochglanz-Polierpaste mit ultrafeiner Körnung, Masse 150 g