



## smart Ultraschall Test

Packung 50 Testfolien



Artikelnr.: 216189  
Hersteller: smartdent  
Gewicht: 0.1 kg  
Höhe: 8 mm  
Breite: 125 mm  
Länge: 225 mm

**€ 7,90**

*Zzgl. MwSt.*

### Packung 50 Testfolien

Der Folientest ist eine gängige und sehr preiswerte Möglichkeit zur Überprüfung der Ultraschall- bzw. Kavitationsleistung im Ultraschallbad. Die spezielle Aluminiumfolie (30 $\mu$ ) ist angepasst auf die Dimensionen des Testrahmens. Die zugeschnittene Folie wird im Rahmen platziert. Anschließend wird der befüllte Rahmen entsprechend im Ultraschallbad positioniert. Nach dem Reinigungsvorgang wird die Folie sichtbar angegriffen sein. Die so entstandenen Folienbilder bieten eine Beurteilungsgrundlage für die Ultraschalleistung bzw. -verteilung im Ultraschallbad. Der Test sollte wöchentlich durchgeführt werden.