



IST®classic NEU Set nach Prof. Hinz

Set 980010



Artikelnr.: 216230
Hersteller: Dr. Hinz
Gewicht: 0.449 kg
Höhe: 50 mm
Breite: 185 mm
Länge: 300 mm

€ 143,62

Zzgl. MwSt.

Set 1 Paar Führungsstege, 4 Befestigungsteile inklusive Schrauben, Folien Ø 120 mm, 30 g Polymer, 20 ml Monomer, 1 Sicherheitsschlüssel, 1 Bissgabel, 1 AM Aligner, 1 Aufbewahrungsdose zur hygienischen Aufbewahrung

Das *IST®classic^{Neu}* ist ein im Tiefziehverfahren gefertigtes Zweischiene-System. Vestibulär eingearbeitete Führungsstege fixieren die Lage des Unterkiefers in einer festgelegten Vorschubstellung (ca. 50 % der maximalen Vorbissmöglichkeit). Durch die veränderten Befestigungspunkte wird bei einer Öffnungsbewegung das Rotieren des Unterkiefers nach ventral verstärkt.

Indikation: Bei ausgeprägter Spee'scher Kurve und wenn dorsal nur eine Sperrung von weniger als 5 mm möglich ist.