



## Easyclean MD

Stück 220-240 V



**MD**

Artikelnr.: 216368  
Hersteller: Renfert  
Gewicht: 4.562 kg  
Höhe: 320 mm  
Breite: 280 mm  
Länge: 380 mm

**€ 734,64**

Zzgl. MwSt.

### Stück Ultraschallreinigungsgerät 220-240 V

Das Ultraschallreinigungsgerät *Easyclean MD* dient der leistungsstarken Reinigung bzw. Vorreinigung\* von Medizinprodukten, wie z. B. Abutments und Prothesen sowie Instrumentarien (\*ersetzt nicht die Aufbereitung im RDG). Das MDR (Medical Device Regulation)-konforme Gerät ist die ideale Lösung für alle, die Medizinprodukte sowie Equipment denkbar einfach säubern möchten. *Easyclean MD* lässt sich intuitiv bedienen, bietet mehrere Ultraschall-Modi und überzeugt mit modernem Design.