



Signum universal bond

Packung 4 ml Haftvermittler II



Artikelnr.: 216385
Hersteller: Kulzer
Gewicht: 0.059 kg
Höhe: 38 mm
Breite: 90 mm
Länge: 115 mm

€ 70,77

Zzgl. MwSt.

Packung 4 ml Haftvermittler II

Signum universal bond ist ein Haftvermittler für die Kronen-, Brücken- und Modellgusstechnik.

Indikationen

Metall

- Haftvermittlung zwischen Gerüstoberflächen aus Metalllegierungen (Edelmetall, Nicht-Edelmetall oder Titan) und (meth-)acrylatbasierten Verblendwerkstoffen bei gleichzeitiger Verwendung von makromechanischen Retentionen

- Haftvermittlung zwischen Modellguss-Gerüstoberflächen aus Metalllegierungen (Edelmetall, Nichtedelmetall oder Titan) und (meth-)acrylatbasierten Verblendwerkstoffen bzw. Prothesenbasismaterialien (Heiß- oder Autopolymerisate)
- Haftvermittlung zur extraoralen Reparatur von metallgestützten Komposit-Verblendungen
- Haftvermittlung zur extraoralen Reparatur von metallkeramischen Verblendungen

Zirkondioxid

- Haftvermittlung zwischen Gerüsten, Implantataufbauten und Einzelkronen aus ZrO₂ und lichthärtenden Verblendwerkstoffen
- Haftvermittlung zur extraoralen Reparatur von Komposite-Verblendungen auf ZrO₂ Gerüsten
- Haftvermittlung zur extraoralen Reparatur von Keramiken auf ZrO₂ Gerüsten

PEEK-Hochleistungspolymere

- Haftvermittlung zwischen Gerüsten, Implantataufbauten und Einzelkronen aus PEEK-Hochleistungspolymeren und lichthärtenden Verblendwerkstoffen
- Haftvermittlung zwischen Modellguss-Gerüstoberflächen aus PEEK-Hochleistungspolymeren und lichthärtenden Verblendwerkstoffen bzw. Prothesenbasismaterialien (Heiß- oder Autopolymerisate)
- Haftvermittlung zur extraoralen Reparatur von Komposite-Verblendungen auf PEEK Gerüsten