



Pick Up Stick

Packung 30 Stück



Artikelnr.: 216440
Hersteller: Hager & Werken
Gewicht: 0.039 kg
Höhe: 16 mm
Breite: 107 mm
Länge: 110 mm

€ 7,05

Zzgl. MwSt.

Packung 30 Applikationshilfen

Pick up Stick

Haftende Applikationshilfen

- Biegsame Stäbchen mit Wachsklebespitze
- Ideal zum raschen und präzisen Aufnehmen von Kronen, Inlays, Veneers