

assistina TWIN

Stück inklusive Zubehör



Artikelnr.: 216631

Hersteller: W&H

Gewicht: 6.512 kg

Höhe: 280 mm

Breite: 380 mm

Länge: 572 mm

€ 2.220,00

Zzgl. MwSt.

Stück Ölpflegegerät inklusive Luftanschlussschlauch, Netzkabel, TWIN Care Set, Quick RM, Quick ISO Adapter

Die *Assistina TWIN* ist das erste automatische Ölpflegegerät, dessen Pflegeprozess nur 10 Sekunden pro Instrument in Anspruch nimmt. Zwei abwechselndnutzbare Kammern sorgen für einen unterbrechungsfreien Ölpflegeprozess.

Dank der integrierten Quick Connect Adapterlösung fügt sich die *Assistina Twin* noch besser in die Arbeitsabläufe ein und gestaltet diese noch effizienter.