



Taschentuchserviette

Packung 300 Stück weiß, 40 x 40 cm, 2-lagig



Artikelnr.: 216648
Hersteller: Duni
Gewicht: 1.467 kg
Höhe: 125 mm
Breite: 200 mm
Länge: 400 mm

€ 18,51

Zzgl. MwSt.

Packung 300 Servietten weiß, 40 x 40 cm, 2-lagig

Großzügig in Größe und Stimmung. Maximieren Sie Ihr Gästeerlebnis sowie die Hygiene und Benutzerfreundlichkeit. Die wirtschaftliche Wahl. Eignet sich für informelles Frühstück, Mittagessen und Snackpausen. Je mehr Lagen, desto besser die Haltbarkeit. Kompostierbar.

- Großzügig in der Größe
- Wirtschaftliche Wahl
- Je mehr Lagen, desto besser haltbar
- Kompostierbar