



## ALGINoplast®

Sparpackung 20 x 500 g Beutel NH, Pfefferminz



Artikelnr.: 216780

Hersteller: Kulzer

Gewicht: 21.5 kg

Höhe: 215 mm

Breite: 390 mm

Länge: 390 mm

**€ 268,30**

Zzgl. MwSt.

### Sparpackung 20 x 500 g Beutel Alginat NH, Pfefferminz

*Alginoplast®* weist eine hohe Detailtreue, Elastizität und Reißfestigkeit auf sowie eine hervorragende Kompatibilität mit Gips. Das staubfreie und saubere Mischen ist einfach und komfortabel. Als Basis für unser Alginat-Abformmaterial verwenden wir hochwertige Meeresalgen aus bevorzugten Anbaugeländen. Diese Alginat sind ohne Konservierungsstoffe lange haltbar. Sie beinhalten keine chemischen Desinfektionsmittel und sind deshalb haut- und zahnfleischfreundlich. Ihr milder Pfefferminzgeschmack macht die Abdrucknahme zudem für den Patienten angenehmer. *Alginoplast®* ist bestens geeignet für Dokumentations-, Analyse- und Planungsmodelle sowie für Gegenkiefer- und Arbeitsmodelle.

- Alginoplast® erfüllt Ihre Anforderungen an moderne Materialien für die Situationsabformung
- Seine feste Konsistenz, die eine detaillierte Reproduktion ermöglicht, ist ideal für Zahnärzte, die ein festes Alginat mit hoher Stabilität bevorzugen
- Die schnellhärtende Variante spart Zeit und ist sehr praktisch
- Die normalhärtende Variante ist für das automatische Mischen ohne Zeitdruck bei der Verarbeitung geeignet