



## Septoject

Packung 100 Stück, G30/0,3 x 10 mm



Artikelnr.: 216826  
Hersteller: Septodont  
Gewicht: 0.208 kg  
Höhe: 53 mm  
Breite: 88 mm  
Länge: 200 mm

**€ 9,42**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 100 Kanülen, G30/0,3 x 10 mm

Sterile zahnärztliche Einmalkanüle für Zylinderampullen zur routinemäßigen Verabreichung von zahnärztlichen Lokalanästhetika.

- Hochwertiger 3-fach Lanzettenschliff der polierten und silikonisierten Kanüle gewährleistet eine herausragende Gewebepenetration
- Hohlneedle aus hochwertigem chirurgischen Edelstahl minimiert das Bruchrisiko (ISO 9626)
- Einstichmarkierung für eine optimale Ausrichtung der Kanülenspitze
- Kunststoffkörper
- Gammastrahlensterilisiert
- Sterile zahnärztlichen Einwegkanülen