



Septoject

Packung 100 Stück, G30/0,3 x 12 mm, extra kurz



Artikelnr.: 216827
Hersteller: Septodont
Gewicht: 0.19 kg
Höhe: 55 mm
Breite: 77 mm
Länge: 204 mm

€ 9,42

Zzgl. MwSt.

Packung 100 Kanülen, G30/0,3 x 12 mm, extra kurz

Sterile zahnärztliche Einmalkanüle für Zylinderampullen zur routinemäßigen Verabreichung von zahnärztlichen Lokalanästhetika.

- Hochwertiger 3-fach Lanzettenschliff der polierten und silikonisierten Kanüle gewährleistet eine herausragende Gewebepenetration
- Hohlneedle aus hochwertigem chirurgischen Edelstahl minimiert das Bruchrisiko (ISO 9626)
- Einstichmarkierung für eine optimale Ausrichtung der Kanülenspitze
- Kunststoffkörper
- Gammastrahlensterilisiert
- Sterile zahnärztlichen Einwegkanülen