



GERL.

Metal Dento-Infusor™ Tip with Comfort Hub

Packung 20 Stück gelb



Artikelnr.: 216842
Hersteller: Ultradent Products
Gewicht: 0.017 kg
Höhe: 103 mm
Breite: 39 mm
Länge: 39 mm

€ 14,98

Zzgl. MwSt.

Packung 20 Dento-Infusor Tips gelb

Der Metal Dento-Infusor™ Tip

- Ist der erste Tip, den Ultradent Products entwickelt hat
- Ist unser bekanntester und am häufigsten verwendete Tip
- Appliziert blutstillende Mittel zuverlässig und präzise
- Üblicherweise weisen Tips nur eine kleine Oberfläche zum Greifen auf und es bedarf ein gewisses Maß an Griffkraft, um ihn aufzusetzen und zu entfernen

Das neue Comfort Hub-Design

- Besitzt größere ergonomische Flügel für einfacheres Anbringen sowie Entfernen und lässt sich dadurch deutlich sicherer und angenehmer greifen
- Verfügt über eine leicht konkave, ergonomische Grifffläche für eine bessere Handhabung und mehr Komfort
- Verringert die bisherige Fingerbelastung bei der angewendeten Griffkraft beim Anbringen und Entfernen

Bewährte Eigenschaften

- Metallkanüle für punktgenaue Abgabe von Hämostatikum
- Luer Lock Tips mit Lok-Tite-Doppelgewinde erhöhen die Sicherheit durch die Verriegelung des Ansatzes auf der Spritze
- Dichte Borstenfaser ermöglichen einen sanften Druck auf den Sulkus für die Hämostase und entfernen oberflächliches Koagulum