



## CeraGloss HP

Stück gelb superfein, HP, 1,5 mm, ISO 210



Artikelnr.: 217008  
Hersteller: Edenta  
Gewicht: 0.019 kg  
Höhe: 66 mm  
Breite: 36 mm  
Länge: 39 mm

**€ 28,90**

*Zzgl. MwSt.*

**Stück** Polierer gelb, superfein, HP, 1,5 mm, ISO 210

Zweistufiges Lamellen-Poliersystem mit Diamantkörnung, für die Hochglanz-Politur aller Vollkeramik- und Keramik-Materialien. Die einzelnen Lamellen stützen sich während des Poliervorgangs gegenseitig ab, wobei die Flexibilität erhalten bleibt. Daher passen sich die Polierlamellen an jede Oberflächenstruktur an und erzeugen perfekte Polier Ergebnisse. Zur Hochglanz-Politur von okklusalen, labialen, inzisalen, bukkalen und approximalen Bereichen.

- Polierstufe 1 (blau) zur Oberflächenglättung und Vorbereitung der Endpolitur
- Polierstufe 2 (gelb) zur Hochglanzpolitur ohne zusätzlichen Glanzbrand
- Drehzahl: Optimal 5.000 U/min. bis maximal 8.000 U/min.