



Freeprint® crown

Flasche 500 g Kunststoff 385 nm, A3



Artikelnr.: 217042
Hersteller: DETAX
Gewicht: 0.585 kg
Höhe: 183 mm
Breite: 68 mm
Länge: 68 mm

€ 359,00

Zzgl. MwSt.

Flasche 500 g Kunststoff 385 nm, A3

Premium Kunststoff zum Druck von permanenten Einzelkronen, Prothesenzähnen und langzeitprovisorischen Brücken. Das biokompatible Material bietet durch seine perfekt abgestimmte Transparenz und Opazität eine brillante und ästhetisch ansprechende Farbauswahl (A1, A2, A3, B1, B3, C2, D3, BL). Maximale Biege- und Abrasionsfestigkeit garantieren eine optimale Formstabilität. Die hohe Oberflächenqualität reduziert die Nachbearbeitungszeit erheblich.