



## Chirurgie Knochenfräser C162AAC

Packung 3 Stück FG XXL, Figur 408, 10 mm, ISO 016

---



Artikelnr.: 217072  
Hersteller: Edenta  
Gewicht: 0.005 kg  
Höhe: 8 mm  
Breite: 71 mm  
Länge: 80 mm

**€ 59,37**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 3 Fräser FG XXL, Figur 408, Lindemann-Verzahnung, Kopflänge: 10 mm, ISO 016

Knochenfräser konisch, zur Bearbeitung von Knochen- und Zahnhartsubstanz. Die neue mit Hartbeschichtung ZrN (Zirkon-Nitrid) optimierte Lindemann-Verzahnung, gewährleistet einen ruhigen Instrumentenlauf bei höchster Schnittleistung und perfektem Schneidverhalten für ein noch besseres Schneidgefühl und maximale Schnittkontrolle. Durch die Hartbeschichtung mit ZrN (Zirkon-Nitrid) entspricht der Fräser den hohen Anforderungen welche bei der chirurgischen Knochenbearbeitung an eine hochwertige Oberfläche gestellt werden.

**Anwendung:** Zerteilen von Zähnen und Zahnwurzeln, Freilegen und entfernen retinierter Zähne, Entfernen von Wurzelresten.

**Drehzahl:** 60.000 - 100.000 U/min.