



## Chirurgie Diamant G254T

Packung 3 Stück FG XXL, blau standard, Figur 415, 6 mm, ISO 014



Artikelnr.: 217075  
Hersteller: Edenta  
Gewicht: 0.5 kg  
Höhe: 6 mm  
Breite: 68 mm  
Länge: 80 mm

**€ 47,77**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 3 Diamanten FG XXL, blau standard, Figur 415, Kopflänge: 6 mm, ISO 014

Chirurgie-Diamant Instrument zum Abtragen und Glätten von Knochenoberflächen sowie zum Trennen von Zähnen und effektiven Zerspanen der Zahnschmelze in der Zahnosteotomie. Die Multilayer-Diamantierung bewirkt ein schonendes Bearbeiten der Knochenstruktur und damit auch eine geringere Wärmeentwicklung. Die TiN Hochleistungs-Beschichtung sorgt zusätzlich für einen optimalen Abtransport der Knochen- und Zahnschmelze sowie für hohe Standzeiten der Diamant-Instrumente.

**Körnung:** blau / Standard = 126 µm – ISO 524. Beim Arbeiten auf ausreichende Kühlung achten.

**Drehzahl:** 80.000 - 100.000 U/min.