



Kronentrenner C4AKXL/XXL

Packung 5 Stück 2 x violett, FG L, Figur 140, 5 mm, ISO 014



Artikelnr.: 217080

Hersteller: Edenta

Gewicht: 0.006 kg

Höhe: 8 mm

Breite: 70 mm

Länge: 80 mm

€ 14,72

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Kronentrenner 2 x violett, FG L, Figur 140, Kopflänge: 5 mm, ISO 014

Zum Trennen von niedrigschmelzender Verblendkeramiken und Metallgerüsten in einem Arbeitsgang, einfach und schnell. Die neuartige MultiCut Verzahnung ermöglicht eine schnelle Spanabfuhr und sorgt für eine gute Instrumenten Stabilität mit hoher Bruchfestigkeit. Die neue Verzahnung gewährleistet ein ruhiges und vibrationsarmes Arbeiten. Die Kronentrenner sind im 45° Winkel anzusetzen.

Achtung: Die Kronentrenner dürfen nicht zum Trennen von Vollkeramik-Restaurationen aus extrem harter Keramik, z.B. Zirkonoxid verwendet werden. Für das Trennen von Vollkeramik-Materialien sind die K-Diamanten zu verwenden, welche speziell für diese Anwendung entwickelt wurden.

- Drehzahl: 160.000 U/min - 300.000 U/min.
- Anpresskraft: 0.5 N
- mit Wasserspray benutzen