



Diamantstreifen KFO

Packung 5 Stück doppelseitig, 147 mm, gelb superfein, 6 mm, Stärke 0,1 mm

Artikelnr.: 217088
Hersteller: Edenta
Gewicht: 0.011 kg
Höhe: 153 mm
Breite: 17 mm
Länge: 20 mm

€ 30,16

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Streifen doppelseitig belegt, 147 mm lang, gelb superfein, 6 mm breit, Stärke 0,1 mm

Für die approximale Schmelzreduktion (ASR), auch als „Strippen“ oder „Rekonturierung“ bezeichnet. ASR ist eine Massnahme, bei der ein Teil des Zahnschmelz-Mantels entfernt wird, um genügend Platz für die kieferorthopädische Ausrichtung zu gewinnen.

Die doppelseitig belegten Diamantstreifen ermöglichen eine einfache und präzise Reduktion der approximalen Zahnschmelzsubstanz. Die flexiblen Streifen biegen sich entlang der natürlichen Konturen der Zähne für eine optimale Oberflächen-Gestaltung.

Die Diamantstreifen sind in 4 verschiedenen Dicken erhältlich: 0,1 / 0,2 / 0,3 und 0,4 mm. Drei verschiedene Körnungen sind lieferbar, entsprechend der Farbkodierung; gelb für superfeine Körnung, rot für feine Körnung und blau für mittlere Körnung. Die rostfreien Streifen sind autoklavierbar und wieder verwendbar.