



## smart Mixingtips T

Beutel 50 Stück braun 1:1



Artikelnr.: 217178  
Hersteller: smartdent  
Gewicht: 0.128 kg  
Höhe: 35 mm  
Breite: 165 mm  
Länge: 233 mm

**€ 29,90**

*Zzgl. MwSt.*

**Beutel** 50 Mischkanülen braun 1:1

Durch ein speziell entwickeltes Mischverfahren und dem kompakten Design mit verkürzter Geometrie sorgt der T-Mischer bis zu 40 % weniger Materialabfall im Vergleich zu den bewährten Helical-Mischkanülen. Also eine perfekte Alternative!