



## V-Print c&b temp

Flasche 500 g Kunststoff A2



Artikelnr.: 217250  
Hersteller: VOCO  
Gewicht: 0.657 kg  
Höhe: 196 mm  
Breite: 87 mm  
Länge: 87 mm

**€ 198,32**

*Zzgl. MwSt.*

Flasche 500 g Kunststoff A2

Lichthärtender Kunststoff zur generativen Herstellung hochästhetischer Provisorien/-Langzeitprovisorien.

- Hochgefülltes Druckmaterial – besonders für die Langzeitanwendung
- Hervorragende physikalische Eigenschaften
- Hohe Biegefestigkeit und hohes Elastizitätsmodul - für stabile Provisorien
- Hohe Abrasionsbeständigkeit für lange Tragedauer
- Geringe Wasseraufnahme und -löslichkeit für - mechanische Stabilität
- Verfärbungsresistent – keine Farbveränderung bei langer Tragedauer
- Natürliche Fluoreszenz – für hohe ästhetische Ansprüche
- Leicht bearbeitbar und polierbar

- Composite Druckmaterial – schnell zu charakterisieren oder anzupassen