

C50 Intraoralkamera

Stück ohne Diagnostik-Modus



Artikelnr.: 217366
Hersteller: Sopro (ACTEON Group)
Gewicht: 0.61 kg
Höhe: 75 mm
Breite: 200 mm
Länge: 200 mm

€ 2.823,24

Zzgl. MwSt.

Stück Kamera ohne Diagnostik-Modus inklusive 3 m USB3-Kabel, Handstückhalter, 4 SOPROTIPS, 20 Schutzhüllen, AIS-Bildbearbeitungssoftware

Die C50 verbindet die HD-Qualität mit dem Diagnostik-Know-How von ACTEON. Die Kamera verfügt über eine fortschrittliche Optik mit Autofokus, HD-Bildsensor, intelligentem Menü und optimaler innovativer Erkennungshilfe. Dank "Plug-and-Play" Technologie benötigt die C50 keine Dockingstation, wird über USB3 angeschlossen und ist sofort einsatzbereit.